


Кроличыи Поликлональные Антитела К Anti-Ssr3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Unl2

Артикул: CM0020618



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к SSR3 для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагируют с SSR3 человека, мыши и крысы. Надежный инструмент для изучения удержания белков в ЭПР и механизмов связывания кальция.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SSR3 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	TRAPG; SSR3
Вид	Человек
ID гена	6747
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 70-145 человеческого SSR3 (NP_009038.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UNL2
Молекулярный вес белка	21кДа
Доставка	Сумка со льдом