


Поликлональные Антитела Против Ssrp1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q08945

Артикул: CM0025291



введение

Кроличьи поликлональные антитела (pAb) против SSRP1, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагируют с SSRP1 человека и мыши (FACT80) — субъединицей комплекса FACT, участвующего в ремоделировании хроматина, элонгации транскрипции и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	SSRP1 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	FACT; T160; FACT80; SSRP1
Вид	Человек
ID гена (человек)	6749
ID гена	6749
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-300 SSRP1 человека (NP_003137.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q08945
Молекулярная масса белка	81 кДа
Доставка	Сумка-холодильник