

Кроличья Поликлональная Антитело К Anti-Sstr1 Для Вб, Ифа - P30872

Артикул: CM0026124



введение

Кроличья поликлональная антитело к SSTR1 обнаруживает рецептор соматостатина типа 1 (SSTR1/SRIF-2) человека и крысы в приложениях Вестерн-блоттинга и ИФА. Рекомбинантный иммуноген нацелен на N-концевой домен (а.о. 1-56). Молекулярная масса: 43 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SSTR1 кроличья пАб
Примечания/Альтернативные названия	SS1R, SST1, SS1-R, SRIF-2, SS-1-R, SSTR1
Вид	Человек
ID гена	6751 (человек)
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-56 SSTR1 человека (NP_001040.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P30872
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	Айс-бокс