

Поликлональные Антитела Против Sstr2 Для Wb, If/Icc, Elisa - P30874

Артикул: CM0024433



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого SSTR2 (NP_001041.1), валидированные для WB, IF/ICC, ELISA; перекрестно реагируют с мышью и крысой. Идеально подходят для изучения сигнального пути соматостатина и регуляции гормонов поджелудочной железы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Рецептор соматостатина 2 (SSTR2), кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	SST2; Рецептор соматостатина 2 (SSTR2)
Вид	Человек
GeneID (человек)	6752
GeneID	6752
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 270-369 человеческого рецептора соматостатина 2 (SSTR2) (NP_001041.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P30874
Молекулярный вес белка	41 кДа
Доставка	Сумка со льдом