

Моноклональное Антитело Anti-Sstr5 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P35346

Артикул: CM0005649



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого SSTR5, валидированное для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований соматостатиновых рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SSTR5 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	SST5; SS-5-R; SSTR5
Вид	Человек
GeneID (человек)	6755
GeneID	6755
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого SSTR5 (P35346).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35346
Молекулярный вес белка	39кДа
Доставка	Сумка со льдом