


Поликлональное Антитело Против Ssx2 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q16385

Артикул: CM0013009



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого SSX2 (раково-тестикулярный антиген 5.2), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований в онкологии и изучения транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SSX2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	SSX; HD21; CT5.2; CT5.2A; HOM-MEL-40; SSX2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6757
GeneID	6757
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-188 человеческого SSX2 (NP_783629.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16385
Молекулярная масса белка	22 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом