

Поликлональные Антитела К Anti-Ssx4 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O60224

Артикул: CM0028758

введение

Кроличьи pAb к SSX4, валидированные для WB и ELISA, нацеленные на SSX4 человека и мыши. Идеально подходят для исследований регуляции транскрипции и изучения раково-тестикулярных антигенов. Поставляется компанией CamelBio, вашим партнером по сырью для IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SSX4 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CT5.4; SSX4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6759
GeneID	6759
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 70-188 человеческого SSX4 (NP_005627.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O60224
Молекулярный вес белка	22кДа
Доставка	В ледяном пакете