


Поликлональное Антитело Против St14 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Y5Y6

Артикул: CM0024812



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против ST14 для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Нацелено на человеческий ST14 (матриптаза), имеет перекрестную реактивность с мышинным белком и идеально подходит для исследований протеолитической активности и дифференцировки эпителия.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ST14 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	HA1, CAP3, MTSP1, SNC19, ARC11, MT-SP1, PRSS14, TADG15, TMPRSS14, ST14
Вид	Человек
ID гена (человек)	6768
ID гена	6768
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 566-855 человеческого ST14 (NP_068813.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9Y5Y6
Молекулярная масса белка	95кДа
Доставка	Холодильный пакет