

Кроличья Поликлональная Антитело Против St3Gal1 Для Wb И Elisa — Q11201

Артикул: CM0014773

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого ST3GAL1, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), с перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходит для исследований в области гликобиологии и сиалирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	ST3GAL1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	ST3O; SIAT4A; SIATFL; ST3GalA; ST3GalIA; Gal-NAc6S; ST3GalA.1; 1; ST3GAL1
Вид	Человек
GeneID	6482
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 35–135 человеческого ST3GAL1 (NP_003024.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q11201
Молекулярная масса белка	39 кДа
Доставка	С ледяным пакетом