

Поликлональное Антитело Против St3Gal4 Для Вб, Ифа - Q11206

Артикул: CM0026033

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к ST3GAL4, валидированное для вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА. Обнаруживает ST3GAL4 человека и мыши — ключевую сиалилтрансферазу в биосинтезе гликопротеинов/гликолипидов и гемостазе с молекулярной массой 38 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье пАб к ST3GAL4
Примечания/синонимы	STZ; SAT3; ST-4; CGS23; SIAT4; NANTA3; SIAT4C; ST3GalIV; ST3GalA.2; gal-NAc6S; ST3GAL4
Вид	Человек
ID гена (человек)	6484
ID гена	6484
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 27–267 человеческого ST3GAL4 (NP_006269.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q11206
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	Холодовая упаковка