

Поликлональное Антитело Anti-St3Gal5 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Unp4

Артикул: CM0028893

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок ST3GAL5 (GM3-синтазу), подтверждено для Вестерн-блоттинга и ИФА с реактивностью к человеческому, мышинному и крысиному белкам. Ценный инструмент для исследований биосинтеза ганглиозидов и нейробиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ST3GAL5 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	SAT1; SIAT9; SPDRS; ST3GalV; SIATGM3S; ST3Gal V; ST3GAL5
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8869
ID гена	8869
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 80-200 человеческого ST3GAL5 (NP_003887.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UNP4
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом