

## Поликлональные Антитела Против St6Gal1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх (Ihc-P), Ифа - P15907

Артикул: CM0029204



### введение

Кроличьи поликлональные антитела против ST6GAL1 (альфа-2,6-сиалилтрансфераза 1), валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ (IHC-P) и ИФА. Обнаруживают ST6GAL1 человека, мыши и крысы — фермент аппарата Гольджи, участвующий в формировании антигенов В-клеток и сиалилировании IgG.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | ST6GAL1 Rabbit pAb                                                                                                                    |
| Примечания/Псевдонимы     | ST6N; CDw75; SIAT1; ST6GalI; ST6GAL1                                                                                                  |
| Вид                       | Человек                                                                                                                               |
| GeneID (человек)          | 6480                                                                                                                                  |
| GeneID                    | 6480                                                                                                                                  |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-200 человеческого ST6GAL1 (NP_775323.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                               |
| Применение                | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                      |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                  |
| SWISS                     | P15907                                                                                                                                |
| Молекулярная масса белка  | 47кДа                                                                                                                                 |
| Доставка                  | В ледяном пакете                                                                                                                      |