

Кроличье Моноклональное Антитело Anti-St6Gal1/Cd75 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa — P15907

Артикул: CM0006422



введение

Кроличье моноклональное антитело против ST6GAL1/CD75, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, FC и ELISA. Подходит для изучения функции сиалилтрансферазы и гликозилирования в образцах человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАТ ST6GAL1/CD75
Примечания/синонимы	ST6N; CDw75; SIAT1; ST6GalI; ST6GAL1/CD75
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	6480
Идентификатор гена	6480
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 44–406 человеческого ST6GAL1/CD75 (NP_001340845.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P15907
Молекулярная масса белка	20 кДа/47 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом