

Поликлональное Антитело Против St8Sia1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q92185

Артикул: CM0030986

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий ST8SIA1 (GD3 синтазу). Детектирует эндогенный ST8SIA1 в Вестерн-блоттинге и ИФА. Перекрестно реагирует с мышиным белком. Идеально для исследований метаболизма ганглиозидов и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ST8SIA1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	GD3S; SIAT8; SIAT8A; SIAT8-A; ST8Sial; ST8SIA1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6489
ID гена	6489
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 49-270 человеческого ST8SIA1 (NP_003025.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q92185
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом