

Поликлональные Антитела Против St8Sia2 Для Вестерн-Блота И Ифа - Q92186

Артикул: CM0025087

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого ST8SIA2 (альфа-2,8-сиалилтрансфераза 8B), подходят для Вестерн-блота и ИФА. Реагируют с мишенью мышей и крыс. Идеально подходит для изучения синтеза полисialовой кислоты и исследования функции нейронов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ST8SIA2 кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	STX; SIAT8B; SIAT8-B; HsT19690; ST8SialI; ST8SIA-II; ST8SIA2
Вид мишени	Человек
ID гена (человек)	8128
ID гена	8128
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 24–160 человеческого ST8SIA2 (NP_006002.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92186
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	Холодовой пакет