

Анти-St8Sia4 Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - Q92187

Артикул: CM0029474



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого ST8SIA4, полисиалилтрансферазы. Подходят для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Иммуноген получен из аминокислот 20-168 человеческого ST8SIA4. Валидированы на образцах человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ST8SIA4 кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	PST; PST1; SIAT8D; ST8SIA-IV; ST8SIA4
Вид	Человек
GeneID (человек)	7903
GeneID	7903
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-168 человеческого ST8SIA4 (NP_778222.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q92187
Молекулярный вес белка	41кДа
Доставка	Сумка со льдом