


Кроличье Поликлональное Антитело Против Stam Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q92783

Артикул: CM0030042



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого STAM (сигнального адаптерного молекулы 1). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Подходит для образцов человека, мыши, крысы. Мишень участвует в передаче клеточных сигналов и эндосомальном сортинге.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	STAM Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	STAM1; STAM-1; STAM
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8027
GeneID	8027
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 120-210 человеческого STAM (NP_003464.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92783
Молекулярная масса белка	59 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом