


Антитела Кролика Против Stam2 (Поликлональные) Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ифа - 075886

Артикул: CM0028177



введение

Поликлональные антитела кролика против STAM2, валидированные для Вестерн-блоттинга, IF/ICC и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Нацелены на сигнальный адаптерный белок 2, участвующий в передаче сигналов цитокинов и даунрегуляции рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	STAM2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	Hbp; STAM2A; STAM2B; STAM2
Вид	Человек
ID гена	10254
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 376-525 человеческого STAM2 (NP_005834.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	075886
Молекулярный вес белка	58кДа
Доставка	Сумка со льдом