


Поликлональные Антитела Против Stambp Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - O95630

Артикул: CM0028428



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные на человеческий STAMBP (AMSH), валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, IP и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходят для изучения деубиквитинирования, эндосомальной сортировки и сигнального пути BMP.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	STAMBP кролик pAb
Примечания/Псевдоним	AMSH; MICCAP; STAMBP
Вид	Человек
GeneID (человек)	10617
GeneID	10617
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-270 человеческого STAMBP (NP_998787.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95630
Молекулярный вес белка	48кДа
Доставка	Сумка со льдом