

## Поликлональные Антитела Против Stambpl1 Для Вестерн-Блота И Ифа — Q96Fj0

Артикул: CM0019612



### введение

Кроличьи поликлональные антитела против STAMBPL1 (AMSH-LP), валидированные для Вестерн-блота и ИФА. Обнаруживают STAMBPL1 человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований убиквитинного сигналинга и пути TORC1.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                               |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | STAMBPL1 Rabbit pAb                                                                                                                    |
| Примечания/алиасы         | AMSH-FP; AMSH-LP; ALMalpha; bA399O19.2; STAMBPL1                                                                                       |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                |
| ID гена (человек)         | 57559                                                                                                                                  |
| ID гена                   | 57559                                                                                                                                  |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 120-250 человеческого STAMBPL1 (NP_065850.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                 |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                |
| Применение                | ВБ, ИФА                                                                                                                                |
| Перекрестная реактивность | Мышь, Крыса                                                                                                                            |
| SWISS                     | Q96Fj0                                                                                                                                 |
| Молекулярная масса белка  | 50 кДа                                                                                                                                 |
| Доставка                  | Хладагент                                                                                                                              |