


Кроличье Поликлональное Антитело Против Stap2 Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - Q9Ugk3

Артикул: CM0019654



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий STAP2 (BKS), подходит для вестерн-блоттинга и ELISA. Детектирует как человеческий, так и мышинный STAP2. Идеально для изучения сигналинга PTK6, модуляции STAT3 и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	STAP2 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	BKS; STAP2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55620
GeneID	55620
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 130-220 человеческого STAP2 (NP_001013863)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9UGK3
Молекулярная масса белка	45 кДа
Доставка	С охлаждающим пакетом