


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Star Для Wb, Ip, Elisa — P49675

Артикул: CM0013324



введение

Поликлональное кроличье антитело к StAR (STARD1), валидированное для WB, IP и ELISA у человека и мыши. Нацелено на митохондриальный белок острой регуляции стероидогенеза (32 кДа, SWISS P49675). Идеально подходит для исследований стероидогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к StAR
Примечания/синоним	STARD1; StAR
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	6770
Идентификатор гена	6770
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 64-285 человеческого StAR (NP_000340.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P49675
Молекулярная масса белка	32 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом