


Кроличья Поликлональная Антитело Против Stard3 (MLN64, Cab1) Для ВБ, Ифа - Q14849

Артикул: CM0025674



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого STARD3 (MLN64, CAB1). Валидировано для вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для изучения транспорта холестерина и биологии эндосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	STARD3 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	CAB1; es64; MLN64; STARD3
Вид	Человек
ID гена (человек)	10948
ID гена	10948
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 170-445 человеческого STARD3 (NP_006795.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q14849
Молекулярная масса белка	51 кДа
Доставка	Холодовой пакет