

Поликлональные Антитела Против Stard3NL Для Вб, Игг-П, Ифа — O95772

Артикул: CM0020981

введение

Поликлональные кроличьи антитела к STARD3NL, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA). Обнаруживают белок STARD3NL человека (MENTHO), обладают перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными гомологами. STARD3NL — это стягивающий белок поздних эндосом, формирующий контактные сайты с эндоплазматической сетью, идеально подходит для исследований мембранного транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	STARD3NL кроличьи поликлональные антитела
Примечания/алиасы	MENTHO; STARD3NL
Вид белка	Человек
ID гена (человек)	83930
ID гена	83930
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотным остаткам 185–234 белка STARD3NL человека (NP_114405.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95772
Молекулярная масса белка	27 кДа
Доставка	Холодильный пакет