


Анти-Stat1 Кроличья Моноклональное Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ип, Ифа - P42224

Артикул: CM0002043



введение

Кроличье моноклональное антитело к STAT1, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации и ИФА. Реагирует с STAT1 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения интерферонового сигналинга и противовирусных ответов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	STAT1 Кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; STAT1
Вид	Человек
ID гена	6772 (Человек)
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 STAT1 человека (P42224)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P42224
Молекулярный вес белка	87кДа
Доставка	Сумка со льдом