


Поликлональные Кроличьи Антитела Против Stat1 Для Wb, IHC-P, Elisa - P42224

Артикул: CM0015787



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому STAT1 (P42224), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии парафиновых срезов (IHC-P) и ИФА (ELISA). Реагируют с человеческим, мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для исследования интерфероновой сигнализации и активности фактора транскрипции STAT1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	STAT1 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; STAT1
Вид	Человек
GeneID (человек)	6772
GeneID	6772
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот в участке 513-712 человеческого STAT1 (NP_009330.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P42224
Молекулярная масса белка	87 кДа
Доставка	Холодильный пакет