

Поликлональное Антитело Anti-Stat2 Для Wb, Ihc-P, Elisa — P52630

Артикул: CM0017918



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого STAT2, валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований передачи интерферонового сигнала и противовирусных механизмов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	STAT2 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	P113; IMD44; ISGF-3; PTORCH3; STAT113; STAT2
Вид	Человек
GeneID (человек)	6773
GeneID	6773
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 550–706 человеческого STAT2 (NP_005410.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P52630
Молекулярная масса белка	98 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом