

Анти-Stat3 Кроличий Моноклональный Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P40763

Артикул: CM0003000



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого STAT3, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает человеческий и мышинный STAT3, молекулярная масса 88 кДа. Идеально подходит для изучения сигнального пути JAK/STAT, воспаления и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на KO] STAT3 кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; T3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6774
ID гена	6774
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 600-700 человеческого STAT3 (P40763)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P40763
Масса белка	88kDa
Доставка	Сумка со льдом