

Кроличье Моноклональное Антитело Против Stat3 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P40763

Артикул: CM0005270



введение

Кроличье моноклональное антитело STAT3, валидированное для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Определяет STAT3 человека, мыши, крысы, обезьяны (~88 кДа). Идеально для исследований сигнального пути JAK/STAT, воспаления и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	STAT3 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6774
GeneID	6774
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 611-710 белка STAT3 человека (NP_003141.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Обезьяна
SWISS	P40763
Молекулярная масса белка	88 кДа
Доставка	В пакете со льдом