

Поликлональное Кроличье Антитело К Stat3 Для Wb И Elisa — P40763

Артикул: CM0020777



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий STAT3 (P40763), валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрёстно реагирует с STAT3 мыши и крысы. Идеально подходит для изучения сигнального пути JAK/STAT, дифференцировки Th17 и регуляции транскрипции при воспалении и онкологических заболеваниях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	STAT3 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; STAT3
Вид	Человек
Идентификатор гена	6774
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 130-770 человеческого STAT3 (NP_644805.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P40763
Молекулярная масса белка	88 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом