

## Кроличье Моноклональное Антитело Против Stat4 Для Вестерн1-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Ифа - Q14765

Артикул: CM0011263

### введение

Кроличье моноклональное антитело против STAT4, валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ИФА. Реагирует с белком человека, мыши, крысы. Нацелено на транскрипционный регулятор STAT4, критический для дифференцировки Th1-клеток и интерфероновой сигнализации. Идеально для исследований в области иммунологии и воспаления.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                   |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукта              | STAT4 Кроличье mAb                                                                                                         |
| Примечания/Альтернативные названия | SLEB11; STAT4                                                                                                              |
| Вид                                | Человек                                                                                                                    |
| ID гена                            | 6775                                                                                                                       |
| Иммуноген                          | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 649-748 белка STAT4 человека (NP_003142.1). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                     |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                                    |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия (IF/ICC), ИФА (ELISA)                                           |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                       |
| SWISS                              | Q14765                                                                                                                     |
| Молекулярная масса белка           | 86 кДа                                                                                                                     |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                          |