

Анти-Stat4 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb - Q14765

Артикул: CM0025077

введение

STAT4 Rabbit pAb — это поликлональные антитела, полученные от кролика против рекомбинантного белка STAT4 человека, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Обнаруживают STAT4 человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения иммунного ответа и путей дифференцировки Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	STAT4 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SLEB11; STAT4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6775
GeneID	6775
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 569-748 STAT4 человека (NP_003142.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Кросс-реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14765
Молекулярный вес белка	86кДа
Доставка	Сумка со льдом