


Кроличьи Поликлональные Антитела К Anti-Stat5A Для Wb, If/Icc, Elisa - P42229

Артикул: CM0026228



введение

Эти кроличьи поликлональные антитела к STAT5A валидированы для WB, IF/ICC и ELISA. Реагируют с STAT5A человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения трансдукции сигнала и регуляции транскрипции в процессах лактации и при раке.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	STAT5A кролик pAb
Примечания/Псевдоним	MGF; STAT5; STAT5A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6776
GeneID	6776
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Кросс-реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P42229
Молекулярный вес белка	91кДа
Доставка	Сумка со льдом