


## Кроличыи Поликлональные Антитела Против Stat5B Для Вестерн-Блоттинга, Игх (Ihc-P), Ифа - P51692

Артикул: CM0016256



### введение

Кроличыи поликлональные антитела против STAT5B для Вестерн-блоттинга, ИГХ и ИФА. Подходят для образцов человека и мыши. Обнаруживают передатчик сигнала и активатор транскрипции 5B (90 кДа), участвующий в передаче сигнала цитокинов. - P51692

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                       |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | STAT5B Rabbit pAb                                                                              |
| Примечания/Псевдоним      | STAT5; GHISID2; STAT5B                                                                         |
| Вид                       | Человек                                                                                        |
| ID гена (Человек)         | 6777                                                                                           |
| ID гена                   | 6777                                                                                           |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 594-794 человеческого STAT5B (NP_003143.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                         |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                        |
| Применение                | WB, IHC-P, ELISA                                                                               |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь                                                                                  |
| SWISS                     | P51692                                                                                         |
| Молекулярный вес белка    | 90kDa                                                                                          |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                 |