

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Stat6 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Исс, Ифа - P42226

Артикул: CM0002234



введение

Высокоспецифичные кроличьи моноклональные антитела против STAT6, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/ИСС и ИФА. Обнаруживают STAT6 человека и мыши, ключевой фактор транскрипции в сигнальном пути IL-4/IL-3, поддерживая исследования путей цитокинов и разработку диагностических средств.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи mAb против STAT6
Примечания/Псевдоним	STAT6B; STAT6C; D12S1644; IL-4-STAT; STAT6
Вид	Человек
GeneID (человек)	6778
GeneID	6778
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 747-847 STAT6 человека (P42226-1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P42226
Молекулярный вес белка	94 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент