

Анти-Stat6 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Elisa - P42226

Артикул: CM0019350



введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика против человеческого STAT6, валидированные для вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходят для исследований сигнальных путей IL-4/IL-3, регуляции транскрипции и изучения иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	STAT6 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	STAT6; D12S1644; IL-4-STAT; STAT6B; STAT6C; передатчик сигнала и активатор транскрипции 6
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6778
ID гена	6778
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 748-847 человеческого STAT6 (NP_003144.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P42226
Молекулярный вес белка	74кДа/81кДа/94кДа
Доставка	Сумка со льдом