

Моноклональное Антитело Против Stathmin 1 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицх, If-P, Ihc-P, Ифа - P16949

Артикул: CM0011585

введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого Stathmin 1 (OP18, pp17), для Вестерн-блоттинга, ИФ/ИЦХ, IF-P, IHC-P, ИФА. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований динамики микротрубочек, лейкемии и нейрогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Stathmin 1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	Lag; SMN; OP18; PP17; PP19; PR22; LAP18; C1orf215; Stathmin 1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3925
GeneID	3925
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 70-149 человеческого Stathmin 1 (P16949).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P16949
Молекулярный вес белка	17кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент