

Поликлональное Антитело Anti-Stathmin 1 Для Wb, Ihc-P, Elisa — P16949

Артикул: CM0022108

введение

Это кроличье поликлональное антитело нацелено на Stathmin 1 (Op18/p19) для WB, IHC-P и ELISA. Реагирует с белком человека, мыши и крысы. Stathmin 1 регулирует динамику микротрубочек и сверхэкспрессируется при остром лейкозе. Идеально подходит для исследований рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье антитело Stathmin 1
Примечания/синонимы	Lag; SMN; OP18; PP17; PP19; PR22; LAP18; C1orf215; Stathmin 1
Вид	Человек
GeneID (человек)	3925
GeneID	3925
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 Stathmin 1 человека (NP_005554.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P16949
Молекулярная масса белка	17 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом