

Кроличья Поликлональная Антитело К Стафмину 1 Для Вб И Ифа - P16949

Артикул: CM0015757

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого Stathmin 1. Валидировано для вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышинным белком. Подходит для исследований динамики микротрубочек и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Stathmin 1 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	Lag, SMN, OP18, PP17, PP19, PR22, LAP18, C1orf215, Stathmin 1
Вид	Человек
ИД гена	3925
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-149 человеческого Stathmin 1 (NP_981944.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P16949
Молекулярная масса белка	17кДа
Доставка	Хладоэлемент