

Поликлональное Антитело Против Stau2 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q9Nul3

Артикул: CM0029605

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок STAU2, двухцепочечный РНК-связывающий белок, участвующий в транспорте мРНК в дендриты. Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеально для исследований в нейробиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	STAU2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	39K2; 39K3; STAU2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	27067
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 300-400 человеческого белка STAU2 (NP_001157852.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NUL3
Молекулярная масса белка	63 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом