

Поликлональные Антитела Против Staufen Для Wb, Ihc-P, Elisa - O95793

Артикул: CM0026519



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому Staufen (STAU1), валидированные для Вестерн-блота (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA). Реагируют перекрестно с мышинными и крысиными гомологами. Нацелены на ДРНК-связывающий белок, участвующий в локализации мРНК и образовании вирусных частиц. Идеально подходят для исследования экспрессии генов и взаимодействия хозяин-вирус.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Staufen, кроличьи поликлональные антитела (pAb)
Примечания/алиасы	STAU; PPP1R150; Staufen
Вид	Человек
GeneID (человек)	6780
GeneID	6780
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 426-577 человеческого Staufen (NP_059347.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O95793
Молекулярная масса белка	63 кДа
Доставка	С пакетом охлаждающего агента