


Кроличыи Поликлональные Антитела К Stear1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Uhe8

Артикул: CM0021399



введение

Кроличыи поликлональные антитела, направленные против STEAP1 (шеститрансmemбранный эпителиальный антиген простаты 1). Подходят для Вестерн-блоттинга и ИФА; реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Полезны для исследований опухолей простаты и метаболизма железа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	STEAP1 кроличыи пАт
Примечания/Псевдоним	STEAP; PRSS24; STEAP1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	26872
GeneID	26872
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-80 человеческого STEAP1 (NP_036581.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UHE8
Молекулярная масса белка	40 кДа
Доставка	В ледяном пакете