

Кроличье Моноклональное Антитело Против Стерол-Переносящего Белка 2 (Scp2) Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P22307

Артикул: CM0005044



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого стерол-переносящего белка 2 (SCP2, P22307). Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Проявляет перекрестную реактивность с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходит для исследований липидного обмена и пероксисомного окисления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к стерол-переносящему белку 2
Примечания/алиасы	NLTP; SCOX; SCPX; SCP-2; SCP-X; NSL-TP; SCP-CHI; Sterol carrier protein 2
Вид	Человек
ID гена (человек)	6342
ID гена	6342
Иммуноген	Синтетический пептид; синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого стерол-переносящего белка 2 (P22307)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P22307
Молекулярная масса белка	59 кДа
Доставка	С ледяным пакетом