

Анти-Stim1 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх (If/Icc), Ип (Ip), Ифа (Elisa) - Q13586

Артикул: CM0031049



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческого STIM1 (SWISS Q13586), валидированная для WB, IF/ICC, IP, ELISA. Перекрестно реагирует с мышами и крысами. Идеально подходит для исследований Ca²⁺ сигналинга и управляемого запасами входа кальция (SOCE).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	STIM1 кроличья rAb
Примечания/Псевдонимы	GOK; TAM; TAM1; IMD10; STRMK; D11S4896E; STIM1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6786
GeneID	6786
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 530-685 человеческого STIM1 (NP_003147.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13586
Молекулярный вес белка	77кДа
Доставка	Сумка со льдом