

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Stim1 Для Wb, Ihc-P, Ip, Elisa — Q13586

Артикул: CM0022972



введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого STIM1. Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии парафиновых срезов (IHC-P), иммунопреципитации (IP) и ИФА (ELISA). Реагируют с антигенами человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения входа Ca^{2+} , опосредованного опустошением кальциевых депо, и сигнальных путей, связанных с кальцием.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	STIM1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	GOK; TAM; TAM1; IMD10; STRMK; D11S4896E; STIM1
Вид	Человек
ID гена (человек)	6786
ID гена	6786
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 451-685 человеческого STIM1 (NP_003147.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q13586
Молекулярная масса белка	77 кДа
Доставка	Айс-пак