

Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Stim1 Polymab® Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ип, Elisa - Q13586

Артикул: CM0006300



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого белка STIM1 (а.о. 530-685) для вестерн-блоттинга, ИГХ-П, иммунопреципитации и ELISA. Разработано для исследователей, изучающих опосредованный деплецией запасов вход кальция. Перекрестно реагирует с белками мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	STIM1 Кроличье поликлональное антитело PolymAb®
Примечания/Альтернативные названия	GOK; TAM; TAM1; IMD10; STRMK; D11S4896E
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6786
GeneID	6786
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 530-685 человеческого белка STIM1 (NP_003147.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия в парафиновых срезах (IHC-P), Иммунопреципитация (IP), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13586
Молекулярная масса белка	77 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом