

Анти-Stim2 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, IHC-P, IF/ICC, Elisa - Q9P246

Артикул: CM0019875



введение

Поликлональные кроличьи антитела против человеческого STIM2, валидированные для вестерн-блоттинга, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Взаимодействуют с STIM2 человека, мыши и крысы; иммуноген соответствует аминокислотам 60-180. Подходят для изучения активируемого истощением депо входа кальция.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	STIM2 кроличьи rAb
Примечания/Псевдоним	STIM2
Вид	Человек
ID гена	57620
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 60-180 человеческого STIM2 (NP_001162588)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9P246
Молекулярный вес белка	84кДа
Доставка	Сумка со льдом