

Моноклональное Антитело Против Sting/Tmem173 Для Wb, Ihc-P, Ифа - Q86Wv6

Артикул: CM0005764



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому STING/TMEM173, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА. Детектирует белок человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований врожденного иммунитета и аутофагии. Молекулярная масса 42 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи МАТ к STING/TMEM173
Примечания/алиасы	ERIS; MITA; MPYS; SAVI; NET23; STING; hMITA; hSTING; TMEM173; STING-beta; STING/TMEM173
Вид	Человек
GeneID (человек)	340061
GeneID	340061
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого STING/TMEM173
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q86WV6
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом