

Моноклональное Антитело Против Sting/Tmem173 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунопреципитации, Иммунофлуоресценции, Иммуногистохимии, Elisa - Q86Wv6

Артикул: CM0003714



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого STING/TMEM173 (ERIS, MITA) для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ELISA. Перекрестно реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально для исследований врожденного иммунитета и пути STING.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	STING/TMEM173 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	ERIS; MITA; MPYS; SAVI; NET23; STING; hMITA; hSTING; TMEM173; STING-beta; STING/TMEM173
Вид	Человек
ID гена (Человек)	340061
ID гена	340061
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 150-379 человеческого STING/TMEM173 (NP_938023.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунопреципитация (IP), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммунофлуоресценция на парафиновых срезах (IF-P), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q86WV6
Молекулярная масса белка	42 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом