

Поликлональное Антитело Anti-Sting/Tmem173 (Wb, Ihc-P, Elisa) — Q3Tbt3

Артикул: CM0021406



введение

Кроличье поликлональное антитело против мышинового STING/TMEM173, валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Определяет мишени человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения сигнальных путей врождённого иммунитета, пути cGAS-STING и аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	STING/TMEM173 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	ERIS; MPYS; Mita; STING; Tmem173; STING-beta; 2610307008Rik
Вид	Мышь
GeneID (человек)	340061
GeneID	72512
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 280-371 мышинового STING (NP_938023.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q3TBT3
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет